



**СОВЕРШЕНСТВО
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ**





О КОМПАНИИ

GreenMED – это современный производитель высокотехнологичных стоматологических установок. Завод компании расположен в самом центре промышленной зоны Китая, в городе Фошань.

Стоматологические установки GreenMED отличаются непревзойдённым качеством и стильным европейским дизайном, разработанным профессиональной командой под руководством известного итальянского дизайнера Пола Мэйна.

В разработке инновационных решений для создания стоматологических установок GreenMED участвует команда опытных профессионалов, современные мастерские и новейшее оборудование, а вся продукция сертифицирована агентством TUV Rheinland CE, EU ISO 13485 и US FDA.

Стоматологические установки GreenMED пользуются популярностью среди отечественных и зарубежных врачей и экспортируются приблизительно в 100 стран Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Непрерывные инновации и стремление к совершенству» – главные ценности компании. Объединяя их в работе, GreenMED уверенно движется вперёд, завоёвывая доверие многих стоматологов!



GD-S200

Блок ассистента на 4 инструмента

- Пистолет вода/воздух
- Пылесос
- Слюноотсос
- Дополнительное место для инструмента

Обивка

Сиденье из экокожи мягкой, дышащей, имеет хорошую биосовместимость с кожей человека и обладает отличными характеристиками износостойкости.

Кресло

Металлическая спинка-бабочка позволяет быть как можно ближе к пациенту. Тонкая и узкая спинка обеспечивает идеальную позу для врачей и пациентов, что повышает комфорт и эффективность всего процесса лечения.

Многосуставной подголовник удобен для регулировки положения головы.

Изогнутая поверхность нижней стороны подголовника выпуклая, что обеспечивает поддержку задней части шеи.

Керамическая плевательница

Поворотная на 90° керамическая плевательница.

В гидроблок встроен ящик для салфеток.



4-точечный LED-светильник

Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением и плавным регулированием яркости.

Блок врача на 6 инструментов

- Пистолет вода/воздух
- Три шланга стандарта MidWest
- Два дополнительных места для инструментов

Многофункциональная ножная педаль

Управление подъёмом сиденья, регулировка наклона спинки, промывка плевательницы, подача воды в стакан, сброс настроек стоматологического кресла.



GD-S300



Блок ассистента на 4 инструмента

- Пистолет вода/воздух
- Пылесос
- Слюноотсос
- Дополнительное место для инструмента

Обивка

Сиденье из экокожи мягкой, дышащей, имеет хорошую биосовместимость с кожей человека и обладает отличными характеристиками износостойкости.

Кресло

Регулируемое сиденье обеспечивает пациенту комфортное лечение. Угол наклона спинки можно регулировать от 0 до 70°. Самое низкое положение спинки 48 см от земли, самое высокое положение подушки для ног 70 см от земли.

Съёмная спинка изготовлена из металла, что делает стоматологическую установку более стабильной, прочной и долговечной.

Керамическая плевательница

Поворотная на 90° керамическая плевательница. В гидроблок встроен ящик для салфеток.



8-точечный LED-светильник

Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением и плавным регулированием яркости.

Блок врача на 6 инструментов

- Пистолет вода/воздух
- Три шланга стандарта MidWest
- Два дополнительных места для инструментов

Многофункциональная ножная педаль

Управление подъёмом сиденья, регулировка наклона спинки, промывка плевательницы, подача воды в стакан, сброс настроек стоматологического кресла.

GD-S300 COLORFUL

Блок ассистента на 4 инструмента

- Пистолет вода/воздух
- Пылесос
- Слюноотсос
- Дополнительное место для инструмента

Обивка

Сиденье из экокожи мягкой, дышащей, имеет хорошую биосовместимость с кожей человека и обладает отличными характеристиками износостойкости.

Кресло

Металлическая спинка-бабочка позволяет быть как можно ближе к пациенту. Тонкая и узкая спинка обеспечивает идеальную позу для врачей и пациентов, что повышает комфорт и эффективность всего процесса лечения.

Многосуставной подголовник удобен для регулировки положения головы.

Изогнутая поверхность нижней стороны подголовника выпуклая, что обеспечивает поддержку задней части шеи.

Керамическая плевательница

Поворотная на 90° керамическая плевательница.

В гидроблок встроен ящик для салфеток.



4-точечный LED-светильник

Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением и плавным регулированием яркости.

Блок врача на 6 инструментов

- Пистолет вода/воздух
- Три шланга стандарта MidWest
- Два дополнительных места для инструментов



Многофункциональная ножная педаль

Управление подъёмом сиденья, регулировка наклона спинки, промывка плевательницы, подача воды в стакан, сброс настроек стоматологического кресла.

GD-S800

Блок ассистента на 4 инструмента

- Пистолет вода/воздух
- Пылесос
- Слюноотсос
- Дополнительное место для инструмента

Обивка

Сиденье из экокожи мягкой, дышащей, имеет хорошую биосовместимость с кожей человека и обладает отличными характеристиками износостойкости.

Кресло

Стоматологическое кресло оснащено съёмной ультратонкой металлической спинкой и эргономичным компенсационным каркасом.

Регулируемое положение подголовника обеспечивает удобный приём для пациентов разных возрастов.

Система дезинфекции

Автоматическая система.



8-точечный LED-светильник

Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением и плавным регулированием яркости.

Блок врача на 6 инструментов

- Пистолет вода/воздух
- Три шланга стандарта MidWest
- Два дополнительных места для инструментов

Многофункциональная ножная педаль

Управление подъёмом сиденья, регулировка наклона спинки, промывка плевательницы, подача воды в стакан, сброс настроек стоматологического кресла.

СТУЛ ВРАЧА



Стул врача DTS03



Стул врача DTS10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GD-S200	GD-S300	GD-S300 COLORFUL	GD-S800
Шланг турбинный 3 шт	✓	✓	✓	✓
Европейский электромагнитный клапан	✓	✓	✓	✓
Пистолет вода/воздух	✓	✓	✓	✓
Поворотная на 90° плевательница	✓	✓	✓	✓
Поворотный гидроблок	✓	✓	✓	✓
Основная система управления	✓	✓	✓	✓
Система управления блока ассистента	✓	✓	✓	✓
Водонагревательная система	✓	✓	✓	✓
Многофункциональная педаль	✓	✓	✓	✓
Пылесос	✓	✓	✓	✓
Слюноотсос	✓	✓	✓	✓
Система очистки воды	✓	✓	✓	✓
Система дезинфекции				✓
Лоток для инструментов с воздушным тормозом	✓	✓	✓	✓
Система автоматического ополаскивания плевательницы и наполнение стакана	✓	✓	✓	✓
Улучшенные воздушные и водопроводные шланги	✓	✓	✓	✓
Функция запоминания до 3 позиций	✓	✓	✓	✓
Обивка из полиуретана	✓	✓	✓	
Сиденье из экологически чистой кожи ПУ	✓	✓	✓	✓
Регулируемый подголовник	✓	✓	✓	✓
Улучшенная гидравлическая система	✓	✓	✓	✓
Алюминиевая спинка кресла	✓	✓	✓	✓
Одна кнопка переключения воздуха, воды и электричества	✓	✓	✓	✓
2 подлокотника	✓	✓	✓	✓
Встроенный ящик для салфеток	✓	✓	✓	
Негатоскоп	✓	✓	✓	✓
Двигатель постоянного тока 24 В	✓	✓	✓	✓
Сенсорный светодиодный светильник	✓	✓	✓	✓
4-диодный стоматологический светильник	✓		✓	
8-диодный стоматологический светильник		✓		✓
Функция запоминания до 9 позиций		✓		✓
Стул врача		1	1	1
Стул ассистента	2	1	1	1

Доступные цвета

Мягкая обивка из экокожи



Цвет M1



Цвет M2



Цвет M3



Цвет M4



Цвет M5



Цвет M6



Цвет M7



Цвет M8



Цвет M9



Цвет M10



Цвет M11



Цвет M12



Цвет M13



Цвет M14

Бесшовная обивка



Цвет G1



Цвет G2



Цвет G3



Цвет G4



Цвет G5



Цвет G6



Цвет G7



Цвет G8



Цвет G9



Цвет G10



Цвет G11



**GREEN DENT — эксклюзивный дистрибьютор продукции
GreenMED на территории Российской Федерации**

г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
8 800 555-79-94 | sales@greendent.ru | www.greendent.ru

